



## Guia do Utilizador

---

### Laser Cyclo G6® com Software de Gestão de Varrimento para Terapia com Laser Transescleral MicroPulse®

Fornece informação acerca de ecrãs específicos ao procedimento, tons audíveis e o resumo dos parâmetros de tratamento do doente



# Índice

<b>1. Introdução .....</b>	<b>1</b>
1.1 Objetivo do Guia do Utilizador .....	1
1.2 Utilização prevista e Indicações de utilização.....	1
1.3 Conteúdo da Atualização do Software de Gestão de Varrimento.....	1
<b>2. Visão geral dos ecrãs específicos ao procedimento .....</b>	<b>2</b>
2.1 Ecrãs de configuração .....	2
2.1.1 Ecrã Standby (Espera) e campos de parâmetros do tratamento.....	2
2.1.2 Ecrãs programáveis relacionados com o MicroPulse.....	2
2.1.2.1 Definições do ciclo de funcionamento .....	3
2.1.2.2 Ecrã Preset (Predefinição).....	3
2.2 Ecrã Treat (Tratamento).....	4
2.3 Ecrã de pós-tratamento (ecrã "Treatment Summary", Resumo do tratamento) .....	4
<b>3. Tons audíveis.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Funcionamento .....</b>	<b>7</b>
4.1 Definir os parâmetros.....	8
4.1.1 Opções de carregamento dos parâmetros predefinidos .....	8
4.1.2 Premir o ícone "Tx Summary" para repor os valores do resumo do tratamento a zero.....	9
4.1.3 Rever/modificar os parâmetros de tratamento.....	9
4.2 Aplicar o tratamento.....	11
4.2.1 Avançar para o segmento seguinte .....	12
4.3 Ver e documentar a informação do tratamento do doente .....	14
<b>5. Resolução de problemas .....</b>	<b>15</b>
<b>6. Contactos.....</b>	<b>15</b>

# 1. Introdução

## 1.1 Objetivo do Guia do Utilizador

Este Guia do Utilizador visa fornecer informação específica à Atualização do Software de Gestão de Varrimento Cyclo G6® para Terapia com Laser Transescleral (TLT) MicroPulse® disponibilizada com o Dispositivo de Aplicação MicroPulse P3® (também referido como "Sonda MicroPulse P3").

Este Guia do Utilizador descreve e explica o funcionamento dos ecrãs da interface gráfica do utilizador e dos campos dos parâmetros de tratamento específicos à atualização do software. O Guia do Utilizador não fornece a informação que é comum ao software padrão e à atualização do software. Para ver as instruções de utilização completas, consulte o Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6 e as Instruções de Utilização (IFU) do Dispositivo de Aplicação MicroPulse P3.

*NOTA: Este Guia do Utilizador destina-se a ser utilizado em conjunto com o Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6 e as Instruções de Utilização do Dispositivo de Aplicação MicroPulse P3.*

## 1.2 Utilização prevista e Indicações de utilização

Esta atualização do software destina-se a facilitar a utilização da consola e da sonda durante a realização de MicroPulse TLT, oferecendo ecrãs específicos ao procedimento, tons audíveis e um resumo dos parâmetros do tratamento do doente.

Para ver a descrição completa da Utilização prevista e das Indicações de utilização, consulte o Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6 e as Instruções de Utilização do Dispositivo de Aplicação MicroPulse P3.

## 1.3 Conteúdo da Atualização do Software de Gestão de Varrimento

Esta atualização do software inclui ecrãs de configuração, um ecrã de tratamento e um ecrã de pós-tratamento específicos ao procedimento de MicroPulse TLT. Estes ecrãs separados específicos ao procedimento permitem ao utilizador navegar no carregamento e na programação dos parâmetros durante a configuração, monitorizar a aplicação durante o tratamento e, em seguida, ver um resumo da informação do tratamento utilizado no doente.

Adicionalmente, a atualização do software fornece tons audíveis para ajudar o médico a corresponder à velocidade de varrimento pretendida durante a utilização da Sonda MicroPulse P3 num determinado segmento (isto é, quadrante ou hemisfério).

## 2. Visão geral dos ecrãs específicos ao procedimento

A Atualização do Software de Gestão de Varrimento Cyclo G6 para MicroPulse TLT difere do software padrão fornecido com o sistema de laser Cyclo G6 na medida em que a atualização fornece ecrãs de configuração, tratamento e pós-tratamento específicos ao procedimento, bem como tons audíveis.

As secções que se seguem descrevem apenas os ecrãs e os campos específicos à atualização do software. Este guia do utilizador não descreve os ecrãs nem os campos comuns à atualização do software e ao software padrão. Consulte o Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6 e as Instruções de Utilização do Dispositivo de Aplicação MicroPulse P3 para ver as informações sobre a operação geral e a manutenção da consola de laser Cyclo G6 e da Sonda MicroPulse P3, incluindo uma descrição dos ecrãs que são comuns à atualização do software e ao software padrão.

### 2.1 Ecrãs de configuração

#### 2.1.1 Ecrã Standby (Espera) e campos de parâmetros do tratamento

O ecrã Standby (Espera) é utilizado para introduzir os parâmetros do tratamento para MicroPulse TLT.

O ecrã inclui dois campos programáveis pelo utilizador: "Duration/Sweep" (Duração/Varrimento, isto é, a velocidade do varrimento) e "Sweep/Segment" (Varrimento/Segmento, isto é, o número de varrimentos por segmento) e um ícone de resumo do tratamento ("Tx Summary") que não estão incluídos no software padrão.

Os dois campos programáveis pelo utilizador são "Duration/Sweep" (Duração/Varrimento, isto é, a velocidade do varrimento) e "Sweep/Segment" (Varrimento/Segmento, isto é, o número de varrimentos por segmento). Estes são duas variáveis do tratamento com MicroPulse TLT que não foram completamente descritas na literatura. A documentação destas variáveis do tratamento ajudará os utilizadores a analisarem os respetivos resultados do tratamento com MicroPulse TLT e ajustarem os parâmetros necessários para alcançar o resultado pretendido para cada doente.

Quando prime o ícone Tx Summary, é apresentado o ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento). O ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) oferece ao utilizador a oportunidade de documentar a informação relativa ao tratamento nos registos do doente. O software não guarda nenhuma informação pessoal ou que identifique o doente.

*Consulte Tabela 1: Visão geral dos ecrãs da Atualização do Software de Gestão de Varrimento*


#### 2.1.2 Ecrãs programáveis relacionados com o MicroPulse

As definições do ciclo de funcionamento MicroPulse e o ecrã Preset (Predefinição) MicroPulse na atualização do software diferem do software padrão fornecido com o Laser Cyclo G6, conforme se mostra abaixo.

### 2.1.2.1 Duty Cycle Settings (Definições do ciclo de funcionamento)

	Software padrão	Atualização do software
Seleções predefinidas	5%, 10%, 15%	5%, 15%, 31.3%


NOTA: Não há alterações no ajuste manual dos ciclos de funcionamento nem a nível das durações e intervalos do MicroPulse.



Definições do ciclo de funcionamento MicroPulse conforme apresentadas na atualização do software

### 2.1.2.2 Ecrã Preset (Predefinição)

	Software padrão	Atualização do software
Campos programáveis	Total Duration (Duração total)	Duration/Sweep (Duração/Varrimento) Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento)



Ecrã Preset (Predefinição) MicroPulse conforme apresentado na atualização do software

## 2.2 Ecrã Treat (Tratamento)

O ecrã Treat (Tratamento) é apresentado quando o utilizador prime o botão Standby/Treat (Espera/Tratamento) para entrar no modo Treat (Tratamento). O ecrã Treat (Tratamento) não tem campos programáveis.

O ecrã Treat (Tratamento) permite ao utilizador acompanhar o progresso de um segmento do tratamento (isto é, quadrante ou hemisfério). A seguinte informação é apresentada:

1. Total Sweeps per Segment (Total de varrimentos por segmento)
2. Current Sweep (Varrimento atual)
3. Sweep Duration Remaining (Duração remanescente do varrimento)
4. Total Segment Duration (Duração total do segmento)
5. Total Seconds Remaining (Total de segundos remanescentes)
6. Power (Potência)

Quando um segmento do tratamento é concluído, o **botão "Next Segment" (Segmento seguinte)** substitui automaticamente o cronómetro. A legenda do campo junto ao botão apresenta o texto "Segment Completed" (Segmento concluído). Para aplicar o tratamento no segmento seguinte (isto é, quadrante ou hemisfério), prima o botão "Next Segment" (Segmento seguinte) para repor os campos "Sweep Duration Remaining" (Duração remanescente do varrimento), "Current Sweep" (Varrimento atual) e "Total Seconds Remaining" (Total de segundos remanescentes) para os valores iniciais.

*Consulte Tabela 1: Visão geral dos ecrãs da Atualização do Software de Gestão de Varrimento*

## 2.3 Ecrã de pós-tratamento (ecrã "Treatment Summary", Resumo do tratamento)

O ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) é acessível ao selecionar o ícone "Tx Summary" no ecrã Standby (Espera). O ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) não tem campos programáveis.


O ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) permite que o utilizador veja um resumo da informação relativa ao tratamento utilizado no doente, incluindo:

1. Total Segments (Segmentos totais)
2. Total Duration (Duração total)
3. Total Sweeps (Varrimentos totais)
4. Duration/Sweep (Duração/Varrimento), Power (Potência) e Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento) do procedimento


Os valores cumulativos devem ser repostos entre tratamentos. As reposições podem ser efetuadas antes ou depois de cada tratamento com MicroPulse TLT.

O ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) apresenta os dados do tratamento com MicroPulse TLT que o utilizador pode registar no ficheiro do doente. Em alternativa, o utilizador pode tirar uma fotografia do ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) para anexar ao ficheiro do doente. O software não guarda nenhuma informação pessoal ou que identifique o doente.


**Tabela 1: Visão geral dos ecrãs da Atualização do Software de Gestão de Varrimento**

Ecrãs da Atualização do Software	Descrição
<p><b>Ecrã Standby (Espera)</b></p> 	<p>O ecrã Standby (Espera) é utilizado para introduzir os seguintes parâmetros* do tratamento para MicroPulse TLT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duration/Sweep (Duração/Varrimento)</li> <li>• Power (Potência)</li> <li>• Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento)</li> </ul> <p>O ecrã Standby (Espera) permite aceder aos menus Options (Opções) e Presets (Predefinições), às definições do ciclo de funcionamento MicroPulse e do feixe-guia, e ao ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento).</p> <p>* O ciclo de funcionamento do MicroPulse está predefinido para 31,3% quando uma Sonda MicroPulse P3 está ligada ao laser Cyclo G6.</p>


## Ecrã Treat (Tratamento)



O botão Next Segment (Segmento seguinte) é apresentado sobre o cronómetro quando o utilizador conclui o tratamento de um segmento.



Para tratar o segmento seguinte, prima o botão Next Segment (Segmento seguinte) para repor o cronómetro Sweep Duration Remaining (Duração remanescente do varrimento) e os campos Current Sweep (Varrimento atual) e Total Seconds Remaining (Total de segundos remanescentes) para os valores iniciais. O cronómetro volta a ser apresentado.



O ecrã Treat (Tratamento) apresenta os seguintes campos:

- Power (Potência)  
Este valor é transferido automaticamente do campo "Power" (Potência) no ecrã Standby (Espera).
- Sweep Duration Remaining (Duração remanescente do varrimento, cronómetro)
  - Este valor é transferido automaticamente do campo "Duration/Sweep" (Duração/Varrimento) no ecrã Standby (Espera).
  - O campo Sweep Duration Remaining (Duração remanescente do varrimento) acompanha o progresso de um único varrimento e é repostado automaticamente após cada varrimento.
- Total Sweeps per Segment (Total de varrimentos por segmento)  
Este valor é transferido automaticamente do campo "Sweeps/Segment" (Varrimentos/Segmento) no ecrã Standby (Espera).
- Current Sweep (Varrimento atual)  
O varrimento atual avança automaticamente após a conclusão de cada varrimento.
- Total Segment Duration (Duração total do segmento)  
Este valor é calculado automaticamente como o produto dos campos Duration/Sweep (Duração/Varrimento) e Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento).
- Total Seconds Remaining (Total de segundos remanescentes)  
Contagem decrescente automática do total de segundos remanescente no segmento.

### O botão Next Segment (Segmento seguinte)

é apresentado sobre o cronómetro Sweep Duration Remaining (Duração remanescente do varrimento) quando o utilizador conclui o tratamento de um segmento.

Para tratar o segmento seguinte, prima o botão "Next Segment" (Segmento seguinte) para repor os campos "Sweep Duration Remaining" (Duração remanescente do varrimento), "Current Sweep" (Varrimento atual) e "Total Seconds Remaining" (Total de segundos remanescentes) para os valores iniciais.

### Ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento)



O ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) apresenta um resumo do tratamento com MicroPulse TLT aplicado, incluindo:

- Total Segments (Segmentos totais)
- Total Duration in seconds (Duração total em segundos)
- Total Number of Sweeps (Número total de varrimentos)
- Duration per Sweep (Duração por varrimento)
- Treatment Power (Potência do tratamento)
- Number of Sweeps per Segment (Número de varrimentos por segmento)

Total Segments (Segmentos totais), Total Duration (Duração total) e Total Number of Sweeps (Número total de varrimentos) são cumulativos até que o botão Reset and Close (Repor e fechar) seja selecionado. Antes de um novo tratamento com MicroPulse TLT, veja o ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) para confirmar que estes valores foram repostos a zero.

O software não guarda nenhuma informação pessoal ou que identifique o doente.

## 3. Tons audíveis

Para ajudar o médico a corresponder à velocidade de varrimento pretendida enquanto movimenta a Sonda MicroPulse P3 para trás e para a frente num determinado segmento (isto é, quadrante ou hemisfério), um único tom é reproduzido automaticamente no ponto médio de um varrimento e um tom duplo com o mesmo som é reproduzido no início do varrimento seguinte.

O volume do tom pode ser ajustado no menu Options (Opções), acessível a partir do ecrã Standby (Espera).

## 4. Funcionamento

As seguintes descrições de funcionamento são específicas à atualização do software. Para ver uma descrição completa da Utilização prevista e das Indicações de utilização, consulte o Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6 e as Instruções de Utilização do Dispositivo de Aplicação MicroPulse P3.


## 4.1 Definir os parâmetros

### 4.1.1 Opções de carregamento dos parâmetros predefinidos

Depois de configurar o laser Cyclo G6, de ligar o laser e de ligar a Sonda MicroPulse P3, é apresentada uma janela pop-up Load Defaults (Carregar predefinições) com as opções para carregar ou cancelar os valores predefinidos de tratamento.

A janela pop-up Load Defaults (Carregar predefinições) na atualização do software substitui o campo Total Duration (Duração total) no software padrão com os campos Duration/Sweep (Duração/Varrimento) e Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento).

O produto dos campos Duration/Sweep (Duração/Varrimento) e Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento) calcula automaticamente a duração total por segmento. A duração total por segmento é apresentada no ecrã Treat (Tratamento).



#### Janela pop-up Load Defaults (Carregar predefinições) para o Dispositivo MicroPulse P3

1	Ecrã de parâmetros	Parâmetros predefinidos, incluindo Power (Potência), para o dispositivo ligado.
2	Cancel (Cancelar)	Prima para cancelar as alterações e regressar ao ecrã Standby (Espera) para reter os parâmetros anteriores.
3	OK	Prima para carregar os parâmetros predefinidos e aceder ao ecrã Standby (Espera).

Depois de premir "Cancel" (Cancelar) ou "OK", é apresentada uma janela pop-up para que o utilizador reconheça os requisitos de segurança ocular conforme apresentado abaixo. Seleccione "OK" para reconhecer os requisitos de segurança ocular e aceder ao ecrã Standby (Espera).




#### Janela pop-up de requisitos de segurança ocular

#### 4.1.2 Premir o ícone "Tx Summary" para repor os valores do resumo do tratamento a zero

Selecione o ícone "Tx Summary" no ecrã Standby (Espera) para aceder ao ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento). No ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento), selecione o botão "Reset and Close" (Repor e fechar). Isto irá repor os valores de segmento total, varrimentos totais e duração total a zero.

#### 4.1.3 Rever/modificar os parâmetros de tratamento

No ecrã Standby (Espera), reveja os parâmetros pretendidos para o tratamento nos campos MicroPulse Duty Cycle (Ciclo de funcionamento MicroPulse), Duration/Sweep (Duração/Varrimento), Power (Potência) e Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento), e altere-os conforme necessário. Para alterar os parâmetros, ajuste os valores manualmente ou selecione uma predefinição para carregar os parâmetros de tratamento programados pelo utilizador.



Ecrã Standby (Espera)


1	Apresenta o estado do filtro de proteção ocular e do dispositivo de aplicação ligado.
2	Prima para aceder ao ecrã Options (Opções).
3	Prima para aceder ao ecrã Presets (Predefinições).
4	Prima para ajustar as definições MicroPulse.
5	Apresenta o ciclo de funcionamento MicroPulse selecionado.

6	<p><b>Campo Duration/Sweep (Duração/Varrimento)</b>  Os valores variam entre 5 segundos e 40 segundos em incrementos de 5 segundos.  Utilize o botão de controlo à esquerda para introduzir a duração (velocidade) por varrimento no campo "Duration/Sweep" (Duração/Varrimento). O valor será transferido para o campo "Sweep Duration Remaining" (Duração remanescente do varrimento, cronómetro de contagem decrescente) no ecrã Treat (Tratamento).</p>
7	<p><b>Campo Power (Potência)</b>  Os valores variam entre 50 mW e 3000 mW em incrementos de 10 mW.  Utilize o botão de controlo central para introduzir a definição de potência do laser (mW). O valor será transferido para o campo "Power" (Potência) no ecrã Treat (Tratamento).</p>
8	<p><b>Campo Sweep/Segment (Varrimento/Segmento)</b>  Os valores variam entre 1 varrimento e 10 varrimentos em incrementos de 1 varrimento.  Utilize o botão de controlo à direita para introduzir o número de varrimentos por segmento no campo "Sweeps/Segment" (Varrimentos/Segmento). O valor será transferido para o campo "Total Sweeps per Segment" (Total de varrimentos por segmento) no ecrã Treat (Tratamento).</p>
9	<p>Apresenta as definições de iluminação e feixe-guia seleccionadas.</p>
10	<p>Apresenta o modo de laser atual:  Ready (Preparado): o laser está preparado e será acionado quando premir o interruptor de pé.  Standby (Espera): o laser está desengatado.  Treat (Tratamento): o laser está acionado (o interruptor de pé foi premido).</p>
11	<p>Prima para abrir o ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento).</p>

## 4.2 Aplicar o tratamento

**Nota:** antes de aplicar o tratamento, consulte as instruções de aplicação, incluindo segurança, avisos e cuidados, no Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6 e nas Instruções de Utilização do Dispositivo de Aplicação MicroPulse P3.

1. Prima o botão Treat/Standby (Tratamento/Espera) para aceder ao ecrã Treat (Tratamento).



**Ecrã Treat (Tratamento)**


1	Apresenta o estado do filtro de proteção ocular e do dispositivo de aplicação ligado.
2	O cronómetro Sweep Duration Remaining (Duração remanescente do varrimento) acompanha o progresso de um único varrimento e é repostado automaticamente após cada varrimento. O valor inicial é transferido do valor introduzido no campo "Duration/Sweep" (Duração/Varrimento) no ecrã Standby (Espera). O botão Next Segment (Segmento seguinte) é apresentado sobre o cronómetro quando o tratamento de um segmento fica concluído. Prima o botão Next Segment (Segmento seguinte) para repor os campos "Sweep Duration Remaining" (Duração remanescente do varrimento), "Current Sweep" (Varrimento atual) e "Total Seconds Remaining" (Total de segundos remanescentes) para os valores iniciais.
3	Apresenta o varrimento atual em execução.
4	Apresenta os "Total Sweeps per Segment" (Varrimentos totais por segmento) programados no campo Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento) no ecrã Standby (Espera).
5	Apresenta o número de segundos remanescentes no segmento.

<b>6</b>	Apresenta a "Total Segment Duration" (Duração total do segmento) calculada como o produto dos campos Duration/Sweep (Duração/Varrimento) e Sweeps/Segment (Varrimentos/Segmento) programados no ecrã Standby (Espera).
<b>7</b>	Apresenta a definição de potência do laser (mW) programada no ecrã Standby (Espera).
<b>8</b>	Apresenta o modo de laser atual: Ready (Preparado): o laser está preparado e será acionado quando premir o interruptor de pé. Standby (Espera): o laser está desengatado. Treat (Tratamento): o laser está acionado (o interruptor de pé foi premido).

2. Prima o interruptor de pé para ativar o laser de acordo com as instruções no Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6. Se necessitar de interromper o tratamento, liberte o interruptor de pé.

#### **4.2.1 Avançar para o segmento seguinte**


1. Quando o utilizador conclui o tratamento de um segmento (isto é, quadrante ou hemisfério), o cronómetro é alterado para um botão "Next Segment" (Segmento seguinte).
2. Para tratar o segmento seguinte, prima o botão Next Segment (Segmento seguinte) para repor os campos "Sweep Duration Remaining" (Duração remanescente do varrimento), "Current Sweep" (Varrimento atual) e "Total Seconds Remaining" (Total de segundos remanescentes) para os valores iniciais.
3. Quando todos os segmentos pretendidos tiverem sido tratados, selecione o botão Treat/Standby (Tratamento/Espera) para regressar ao ecrã Standby (Espera).



### Botão Next Segment (Segmento seguinte)

<b>1</b>	Antes de iniciar o tratamento do segmento seguinte, prima o botão Next Segment (Segmento seguinte) para repor os campos "Sweep Duration Remaining" (Duração remanescente do varrimento), "Current Sweep" (Varrimento atual) e "Total Seconds Remaining" (Total de segundos remanescentes) para os valores iniciais.
----------	---

Se premir o botão Next Segment (Segmento seguinte) antes da conclusão de um segmento, será apresentada uma janela de confirmação para confirmar a reposição.




**1      2**

<b>1</b>	Prima para fechar a janela e conclua o tratamento do segmento.
<b>2</b>	Prima para repor o temporizador para um novo segmento.

### 4.3 Ver e documentar a informação do tratamento do doente

1. No final do tratamento com MicroPulse TLT
  - a. Prima o ícone "Tx Summary" no ecrã Standby (Espera) para aceder ao ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento).
  - b. Documente manualmente a informação do tratamento no registo do doente ou tire uma fotografia do ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento) para anexar ao registo do doente. O software não guarda nenhuma informação pessoal ou que identifique o doente.
2. Concluída a documentação, seleccione "Reset and Close" (Repor e fechar) para repor os valores de Total Segments (Segmentos totais), Total Duration (Duração total) e Total Sweeps (Varrimentos totais) a zero em preparação para o tratamento seguinte com MicroPulse TLT.



1

Ecrã Treatment Summary (Resumo do tratamento)

2

1	Prima para fechar o ecrã e guardar os valores do resumo do tratamento. O ecrã fecha e regressa ao ecrã Standby (Espera).
2	Prima para limpar os campos Total Duration (Duração total), Total Sweeps (Varrimentos totais) e Total Segments (Segmentos totais). Os parâmetros do tratamento não são afetados. O ecrã fecha e regressa ao ecrã Standby (Espera).

## 5. Resolução de problemas

Mensagem de erro

Código de erro	Mensagem de erro	Causa	Ação do utilizador
W00002	User is aware of eye safety requirement. (O utilizador conhece os requisitos de segurança ocular.)	A sonda laser está ligada.	Prima OK.

*NOTA: Consulte o Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6 para obter orientações sobre quaisquer outras resoluções de problemas e mensagens de erro do sistema.*

## 6. Contactos



Iridex Corporation  
1212 Terra Bella Avenue  
Mountain View, California 94043-1824 EUA


Telefone: +1 (650) 940-4700  
+1 (800) 388-4747 (apenas nos EUA)

Fax: +1 (650) 962-0486

Suporte técnico: +1 (650) 940-4700  
techsupport@iridex.com



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
Países Baixos



Antes de aplicar o tratamento, consulte as instruções de aplicação, incluindo segurança, avisos e cuidados, no Manual do Operador do Sistema de Laser Cyclo G6 e nas Instruções de Utilização do Dispositivo de Aplicação MicroPulse P3.

**iridex.com**



Iridex, o logótipo Iridex, MicroPulse, Cyclo G6 e MicroPulse P3 são marcas registadas da Iridex.

© 2022 Iridex Corporation. Todos os direitos reservados. PN 88199-PO Rev B 02.2022