



Guía del usuario

Láser Cyclo G6® con el Software de Gestión de Barrido para Láserterapia Transescleral con MicroPulse®

Proporciona información sobre pantallas específicas del procedimiento, señales sonoras y un resumen de los parámetros de tratamiento del paciente.



Índice

1. Introducción	1
1.1 Propósito de la guía del usuario	1
1.2 Uso previsto e indicaciones de uso	1
1.3 Contenido de la Actualización del Software de Gestión de Barrido	1
2. Descripción general de las pantallas específicas del procedimiento.....	2
2.1 Pantallas Set-up (Configuración)	2
2.1.1 Pantalla Standby (En espera) y campos de parámetros de tratamiento.....	2
2.1.2 Pantallas programables relacionadas con MicroPulse.....	3
2.1.2.1 Duty Cycle Settings (Configuración del ciclo de funcionamiento)	3
2.1.2.2 Pantalla Preset (Valores Predefinidos)	3
2.2 Pantalla Treat (Tratamiento)	4
2.3 Pantalla Post-Treatment (Postratamiento) (Pantalla “Treatment Summary” [Resumen del tratamiento]).....	4
3. Señales sonoras.....	7
4. Uso.....	8
4.1 Configuración de los parámetros	8
4.1.1 Cargar opciones de parámetros predeterminados.....	8
4.1.2 Pulsar el icono “Tx Summary” (Resumen de Tx) para restablecer los valores del resumen del tratamiento a cero.....	9
4.1.3 Revisar/modificar los parámetros de tratamiento.....	9
4.2 Administración del tratamiento	11
4.2.1 Avanzar al siguiente segmento	12
4.3 Consultar y documentar la información del tratamiento del paciente	14
5. Solución de problemas	15
6. Información de contacto.....	15

1. Introducción

1.1 Propósito de la guía del usuario

Esta guía del usuario está destinada a proporcionar información específica sobre la Actualización del Software de Gestión de Barrido Cyclo G6® para Láserterapia Transescleral (TLT) con MicroPulse® que se entrega con el dispositivo de emisión MicroPulse P3® (también denominado “sonda MicroPulse P3”).

En esta guía se describe y explica el funcionamiento de las pantallas de la interfaz gráfica de usuario y los campos de parámetros de tratamiento específicos de la actualización del software. No se proporciona información que sea común para el software estándar y para la actualización del software. Para obtener instrucciones de uso completas, consulte el manual del usuario del sistema del láser Cyclo G6 y las instrucciones de uso del dispositivo de emisión MicroPulse P3.

NOTA: Esta guía del usuario está pensada para ser utilizada junto con el manual del usuario del sistema del láser Cyclo G6 y las instrucciones de uso del dispositivo de emisión MicroPulse P3.

1.2 Uso previsto e indicaciones de uso

Esta actualización de software está diseñada para facilitar el uso de la consola y la sonda al realizar TLT con MicroPulse proporcionando pantallas específicas del procedimiento, señales sonoras y un resumen de los parámetros de tratamiento del paciente.

Consulte el manual del usuario del sistema del láser Cyclo G6 y las instrucciones de uso del dispositivo de emisión MicroPulse P3 para obtener una descripción completa del uso previsto y las indicaciones de uso.

1.3 Contenido de la Actualización del Software de Gestión de Barrido

Esta actualización de software incluye pantallas de configuración, una pantalla de tratamiento y una pantalla postratamiento específicas para el procedimiento de TLT con MicroPulse. Estas pantallas independientes específicas del procedimiento permiten que el usuario navegue por la carga y programación de los parámetros durante la configuración, supervisen la administración durante el tratamiento y vean un resumen de la información del tratamiento utilizada para el paciente.

Además, la actualización del software proporciona señales sonoras para ayudar al médico a igualar la velocidad de barrido deseada mientras barre la sonda MicroPulse P3 sobre un segmento determinado (es decir, cuadrante o hemisferio).

2. Descripción general de las pantallas específicas del procedimiento

La Actualización del Software de Gestión de Barrido Cyclo G6 para TLT con MicroPulse difiere del software estándar proporcionado con el sistema láser Cyclo G6 en que la actualización proporciona pantallas de configuración específicas del procedimiento, una pantalla de tratamiento y una pantalla postratamiento, además de señales sonoras.

En las secciones siguientes solo se describen pantallas y campos específicos de la actualización del software. En esta guía del usuario no se describen pantallas ni campos comunes para la actualización del software y para el software estándar. Consulte el manual del usuario del sistema láser Cyclo G6 y las instrucciones de uso del dispositivo dispensador MicroPulse P3 para obtener información sobre el funcionamiento general y el mantenimiento de la consola láser Cyclo G6 y la sonda MicroPulse P3, incluida una descripción de las pantallas que son comunes a la actualización del software y el software estándar.

2.1 Pantallas Set-up (Configuración)

2.1.1 Pantalla Standby (En espera) y campos de parámetros de tratamiento

La pantalla Standby (En espera) se usa para introducir los parámetros de tratamiento para TLT con MicroPulse.

La pantalla incluye dos campos programables por el usuario: “Duration/Sweep” (Duración/Barrido) (es decir, velocidad de barrido) y “Sweep/Segment” (Barrido/Segmento) (es decir, número de barridos por segmento), así como un icono de resumen de tratamiento (“Tx Summary”) (Resumen de Tx), que no están incluidos en el software estándar.

Los dos campos programables por el usuario son “Duration/Sweep” (Duración/Barrido) (es decir, velocidad de barrido) y “Sweep/Segment” (Barrido/Segmento) (es decir, número de barridos por segmento). Estas son dos variables de tratamiento de TLT con MicroPulse de las que se no se cuenta con demasiada literatura. La documentación de estas variables de tratamiento ayudará a los usuarios a analizar los resultados de su tratamiento de TLT con MicroPulse y a ajustar los parámetros según sea necesario para lograr el resultado clínico deseado en cada paciente.

Al pulsar el icono Tx Summary (Resumen de Tx), aparecerá la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento). La pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento) ofrece al usuario la oportunidad de aportar información del tratamiento al registro del paciente. En el software, no se guarda ninguna información personal del paciente ni que lo pueda identificar.

Consulte la Tabla 1: Descripción general de las pantallas de la Actualización del Software de Gestión de Barrido


2.1.2 Pantallas programables relacionadas con MicroPulse

La configuración del ciclo de funcionamiento de MicroPulse y la pantalla Preset (Valores Predefinidos) de MicroPulse en la actualización del software difieren del software estándar proporcionado con el láser Cyclo G6, como se muestra a continuación.

2.1.2.1 Duty Cycle Settings (Configuración del ciclo de funcionamiento)

	Software estándar	Actualización del software
Selecciones predeterminadas	5%, 10%, 15%	5%, 15%, 31,3%


NOTA: No hay cambios en el ajuste manual de los ciclos de funcionamiento ni en el rango de duraciones e intervalos de MicroPulse.



Configuración del ciclo de funcionamiento de MicroPulse tal y como se muestra en la actualización del software

2.1.2.2 Pantalla Preset (Valores Predefinidos)

	Software estándar	Actualización del software
Campos programables	Total Duration (Duración total)	Duration/Sweep (Duración/Barrido) Sweeps/Segment (Barridos/Segmento)



Pantalla Preset (Valores Predefinidos) de MicroPulse tal y como se muestra en la actualización del software

2.2 Pantalla Treat (Tratamiento)

La pantalla Treat (Tratamiento) se muestra cuando el usuario pulsa el botón Standby/Treat (En espera/ Tratamiento) para entrar en modo Treat (Tratamiento). No hay campos programables en la pantalla Treat (Tratamiento).

La pantalla Treat (Tratamiento) permite que el usuario haga un seguimiento del progreso de un segmento de tratamiento (es decir, cuadrante o hemisferio). Se muestra la información siguiente:

1. Total Sweeps per Segment (Total de barridos por segmento)
2. Current Sweep (Barrido actual)
3. Sweep Duration Remaining (Duración restante del barrido)
4. Total Segment Duration (Duración total del segmento)
5. Total Seconds Remaining (Total de segundos restantes)
6. Power (Potencia)

Una vez que se completa un segmento de tratamiento, el **botón “Next Segment”** (Siguiendo segmento) reemplaza automáticamente el cronómetro. En el campo junto al botón, aparece el mensaje “Segment Completed” (Segmento completado). Para administrar el tratamiento al segmento siguiente (es decir, cuadrante o hemisferio), pulse el botón “Next Segment” (Siguiendo segmento) para restablecer los campos “Sweep Duration Remaining” (Duración restante del barrido), “Current Sweep” (Barrido actual) y “Total Seconds Remaining” (Total de segundos restantes) a sus valores iniciales.

Consulte la Tabla 1: Descripción general de las pantallas de la Actualización del Software de Gestión de Barrido

2.3 Pantalla Post-Treatment (Postratamiento) (Pantalla “Treatment Summary” [Resumen del tratamiento])

Para acceder a la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento), puede seleccionar el icono “Tx Summary” (Resumen de Tx) en la pantalla Standby (En espera). No hay campos programables en la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento).


La pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento) ofrece al usuario un resumen de la información del tratamiento utilizada para el paciente, como por ejemplo:

1. Total Segments (Total de segmentos)
2. Total Duration (Duración total)
3. Total Sweeps (Total de barridos)
4. Procedure Duration/Sweep, Power, and Sweeps/Segment (Duración del procedimiento/Barrido, Potencia y Barridos/Segmento)


Los valores acumulativos deben restablecerse entre tratamientos. Estos restablecimientos se pueden realizar antes o después de cada tratamiento de TLT con MicroPulse.

La pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento) ofrece datos sobre el tratamiento de TLT con MicroPulse que el usuario puede registrar en el archivo del paciente. El usuario también puede hacer una foto de la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento) para guardarla en el archivo del paciente. En el software, no se guarda ninguna información personal del paciente ni que lo pueda identificar.


Tabla 1: Descripción general de las pantallas de la Actualización del Software de Gestión de Barrido

Pantallas de actualización del software	Descripción
<p>Pantalla Standby (En espera)</p> 	<p>La pantalla Standby (En espera) se usa para introducir los parámetros siguientes de tratamiento* para TLT con MicroPulse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duration/Sweep (Duración/Barrido) • Power (Potencia) • Sweeps/Segment (Barridos/Segmento) <p>La pantalla Standby (En espera) ofrece acceso al menú Options (Opciones), al menú Presets (Valores predefinidos), a la configuración del ciclo de funcionamiento de MicroPulse, a la configuración del haz de referencia y a la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento).</p> <p>* El ciclo de funcionamiento de MicroPulse tiene un valor predeterminado del 31,3 % cuando se conecta una sonda MicroPulse P3 al láser Cyclo G6.</p>


Pantalla Treat (Tratamiento)



El botón “Next Segment” (Siguiete segmento) aparece sobre el cronómetro cuando un usuario completa el tratamiento de un segmento.



Para tratar el siguiente segmento, pulse el botón Next Segment (Siguiete segmento) para restablecer el cronómetro de Sweep Duration Remaining (Duración restante del barrido) y los campos Current Sweep (Barrido actual) y Total Seconds Remaining (Total de segundos restantes) a sus valores iniciales. Se vuelve a mostrar el cronómetro.




En la pantalla Treat (Tratamiento), se muestran los campos siguientes:

- Power (Potencia)
Su valor se transfiere automáticamente desde el campo “Power” (Potencia) de la pantalla Standby (En espera).
- Sweep Duration Remaining (Duración restante del barrido) (cronómetro)
 - Su valor se transfiere automáticamente desde el campo “Duration/Sweep” (Duración/Barrido) de la pantalla Standby (En espera).
 - El campo Sweep Duration Remaining (Duración restante del barrido) hace un seguimiento del progreso de un solo barrido y se restablece automáticamente después de cada barrido.
- Total Sweeps per Segment (Total de barridos por segmento)
Su valor se transfiere automáticamente desde el campo “Sweeps/Segment” (Barridos/Segmento) de la pantalla Standby (En espera).
- Current Sweep (Barrido actual)
El barrido actual avanza automáticamente después de cada barrido completado.
- Total Segment Duration (Duración total del segmento)
Su valor se calcula automáticamente como el producto de los campos “Duration/Sweep” (Duración/Barrido) y “Sweeps/Segment” (Barridos/Segmento).
- Total Seconds Remaining (Total de segundos restantes)
Cuenta hacia atrás automáticamente el total de segundos restantes del segmento.

El botón “Next Segment” (Siguiete segmento) aparece sobre el cronómetro de Sweep Duration Remaining (Duración restante del barrido) cuando un usuario completa el tratamiento de un segmento.

Para tratar el segmento siguiente, pulse el botón “Next Segment” (Siguiete segmento) para restablecer los campos “Sweep Duration Remaining” (Duración restante del barrido), “Current Sweep” (Barrido actual) y “Total Seconds Remaining” (Total de segundos restantes) a sus valores iniciales.

Pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento)



En la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento), se muestra un resumen del tratamiento de TLT con MicroPulse administrado, como por ejemplo:

- Total Segments (Total de segmentos)
- Total Duration in seconds (Duración total en segundos)
- Total Number of Sweeps (Número total de barridos)
- Duration per Sweep (Duración por barrido)
- Treatment Power (Potencia del tratamiento)
- Number of Sweeps per Segment (Número de barridos por segmento)

Total Segments (Total de segmentos), Total Duration in seconds (Duración total en segundos) y Total Number of Sweeps (Número total de barridos) son acumulativos hasta que se selecciona el botón Reset and Close (Restablecer y cerrar). Antes de administrar un nuevo tratamiento de TLT con MicroPulse, consulte la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento) para confirmar que estos valores se han restablecido a cero.

En el software, no se guarda ninguna información personal del paciente ni que lo pueda identificar.

3. Señales sonoras

Para ayudar al médico a igualar la velocidad de barrido deseada mientras pasa la sonda MicroPulse P3 de un lado a otro sobre un segmento determinado (es decir, cuadrante o hemisferio), se reproduce automáticamente una sola señal sonora en el punto medio de un barrido y una señal sonora doble con el mismo sonido al inicio del siguiente barrido.

El volumen de la señal sonora se puede ajustar en el menú Options (Opciones), al que se puede acceder desde la pantalla Standby (En espera).

4. Uso

Las descripciones de uso siguientes son específicas para la actualización del software. Consulte el manual del usuario del sistema del láser Cyclo G6 y las instrucciones de uso del dispositivo de emisión MicroPulse P3 para obtener una descripción completa del uso previsto y las indicaciones de uso.


4.1 Configuración de los parámetros

4.1.1 Cargar opciones de parámetros predeterminados

Después de configurar el láser Cyclo G6, encender el láser y conectar la sonda MicroPulse P3, aparece una ventana emergente Load Defaults (Cargar valores predeterminados) con las opciones de cargar o cancelar los valores de tratamiento predeterminados.

La ventana emergente Load Defaults (Cargar valores predeterminados) en la actualización del software reemplaza el campo Total Duration (Duración total) del software estándar con los campos Duration/Sweep (Duración/Barrido) y Sweeps/Segment (Barridos/Segmento).


El producto de los campos Duration/Sweep (Duración/Barrido) y Sweeps/Segment (Barridos/Segmento) calcula automáticamente la duración total por segmento. La duración total por segmento se muestra en la pantalla Treat (Tratamiento).



Load Defaults (Cargar valores predeterminados) para la ventana emergente del dispositivo MicroPulse P3

1	Pantalla de parámetros	Parámetros predeterminados, excluyendo la Power (Potencia), para el dispositivo conectado.
2	Cancel (Cancelar)	Pulse este elemento para cancelar los cambios y volver a la pantalla Standby (En espera) para conservar los parámetros anteriores.
3	OK (Aceptar)	Pulse este elemento para cargar los parámetros predeterminados e ir a la pantalla Standby (En espera).

Después de pulsar Cancel (Cancelar) o OK (Aceptar), aparecerá una pantalla emergente para que el usuario reconozca los requisitos de seguridad ocular tal y como se muestra a continuación. Seleccione OK (Aceptar) para reconocer los requisitos de seguridad ocular e ir a la pantalla Standby (En espera).




Ventana emergente de requisitos de seguridad ocular

4.1.2 Pulsar el icono "Tx Summary" (Resumen de Tx) para restablecer los valores del resumen del tratamiento a cero

Seleccione el icono "Tx Summary" (Resumen de Tx) en la pantalla Standby (En espera) para acceder a la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento). En la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento), seleccione el botón "Reset and Close" (Restablecer y cerrar). Los valores de total de segmentos, total de barridos y duración total se restablecerán a cero.

4.1.3 Revisar/modificar los parámetros de tratamiento

En la pantalla Standby (En espera), revise los parámetros de tratamiento deseados para los campos MicroPulse Duty Cycle (Ciclo de funcionamiento de MicroPulse), Duration/Sweep (Duración/Barrido), Power (Potencia) y Sweeps/Segment (Barridos/Segmento), y modifíquelos según sea necesario. Para modificar los parámetros, ajuste los valores manualmente o seleccione un valor predeterminado para cargar los parámetros de tratamiento programados por el usuario.




Pantalla Standby (En espera)

1	Muestra el estado del filtro de seguridad ocular y el dispositivo de emisión conectado.
2	Pulse este elemento para ir a la pantalla Options (Opciones).
3	Pulse este elemento para ir a la pantalla Presets (Valores predefinidos).
4	Pulse este elemento para ajustar la configuración de MicroPulse.
5	Muestra el ciclo de funcionamiento de MicroPulse seleccionado.
6	<p>Campo Duration/Sweep (Duración/Barrido)</p> <p>Los valores varían de 5 a 40 segundos en incrementos de 5 segundos.</p> <p>Utilice el mando de control izquierdo para introducir la duración (velocidad) por barrido en el campo “Duration/Sweep” (Duración/Barrido). El valor se transferirá al campo “Sweep Duration Remaining” (Duración restante del barrido) (temporizador de cuenta atrás del cronómetro) de la pantalla Treat (Tratamiento).</p>
7	<p>Campo Power (Potencia)</p> <p>Los valores varían de 50 mW a 3000 mW en incrementos de 10 mW.</p> <p>Utilice el mando de control central para introducir la configuración de potencia del láser (mW). El valor se transferirá al campo “Power” (Potencia) de la pantalla Treat (Tratamiento).</p>
8	<p>Campo Sweep/Segment (Barrido/Segmento)</p> <p>Los valores varían de 1 barrido a 10 barridos en incrementos de 1 barrido.</p> <p>Utilice el mando de control derecho para introducir el número de barridos por segmento en el campo “Sweeps/Segment” (Barridos/Segmento). El valor se transferirá al campo “Total Sweeps per Segment” (Total de barridos por segmento) de la pantalla Treat (Tratamiento).</p>
9	Muestra los ajustes de iluminación y haz de referencia seleccionados.
10	<p>Muestra el modo de láser actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ready (Preparado): el láser está preparado y se disparará cuando pulse el pedal. Standby (En espera): el láser está desconectado. Treat (Tratamiento): el láser está disparando (se ha pulsado el pedal).
11	Pulse para abrir la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento).

4.2 Administración del tratamiento

Nota: Antes de administrar el tratamiento, consulte el manual del usuario del sistema del láser Cyclo G6 y las instrucciones de uso del dispositivo de emisión MicroPulse P3 para conocer las instrucciones de administración, incluidas la seguridad, las advertencias y las precauciones.

1. Pulse el botón Treat/Standby (Tratamiento/En espera) para ir a la pantalla Treat (Tratamiento).



Pantalla Treat (Tratamiento)


1	Muestra el estado del filtro de seguridad ocular y el dispositivo de emisión conectado.
2	El cronómetro de Sweep Duration Remaining (Duración restante del barrido) hace un seguimiento del progreso de un solo barrido y se restablece automáticamente después de cada barrido. El valor inicial se transfiere desde el valor introducido en el campo “Duration/Sweep” (Duración/Barrido) de la pantalla Standby (En espera). Al finalizar un segmento de tratamiento, el botón Next Segment (Siguiete segmento) aparecerá sobre el cronómetro. Pulse el botón Next Segment (Siguiete segmento) para restablecer los campos “Sweep Duration Remaining” (Duración restante del barrido), “Current Sweep” (Barrido actual) y “Total Seconds Remaining” (Total de segundos restantes) a sus valores iniciales.
3	Muestra el barrido que se está llevando a cabo.
4	Muestra “Total Sweeps per Segment” (Total de barridos por segmento) programado en el campo “Sweeps/Segment” (Barridos/Segmento) de la pantalla Standby (En espera).

5	Muestra el número de segundos restantes en el segmento.
6	Muestra “Total Segment Duration” (Duración total del segmento) calculada como el producto de los campos Duration/Sweep (Duración/Barrido) y Sweeps/Segment (Barridos/Segmento) programados en la pantalla Standby (En espera).
7	Muestra la configuración de potencia del láser seleccionada (mW) programada en la pantalla Standby (En espera).
8	Muestra el modo de láser actual: Ready (Preparado): el láser está preparado y se disparará cuando pulse el pedal. Standby (En espera): el láser está desconectado. Treat (Tratamiento): el láser está disparando (se ha pulsado el pedal).

2. Pulse el pedal para activar el láser de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario del sistema láser Cyclo G6. Si necesita interrumpir el tratamiento, suelte el pedal.

4.2.1 Avanzar al siguiente segmento


1. Cuando un usuario completa el tratamiento de un segmento (es decir, cuadrante o hemisferio), el cronómetro se convierte en un botón “Next Segment” (Siguiente segmento).
2. Para tratar el segmento siguiente, pulse el botón “Next Segment” (Siguiente segmento) para restablecer los campos “Sweep Duration Remaining” (Duración restante del barrido), “Current Sweep” (Barrido actual) y “Total Seconds Remaining” (Total de segundos restantes) a sus valores iniciales.
3. Cuando se hayan tratado todos los segmentos deseados, seleccione el botón Treat/Standby (Tratamiento/En espera) para volver a la pantalla Standby (En espera).



Botón Next Segment (Siguiete segmento)

1	Pulse el botón Next Segment (Siguiete segmento) para restablecer los campos “Sweep Duration Remaining” (Duración restante del barrido), “Current Sweep” (Barrido actual) y “Total Seconds Remaining” (Total de segundos restantes) a sus valores iniciales antes de tratar el siguiente segmento.
----------	---

Si se pulsa el botón Next Segment (Siguiete segmento) antes de completar un segmento, aparecerá una ventana de confirmación para confirmar el restablecimiento.




1 2

1	Pulse este botón para cerrar la ventana y completar el segmento de tratamiento.
2	Pulse este botón para restablecer el temporizador para un nuevo segmento.

4.3 Consultar y documentar la información del tratamiento del paciente

1. Al final del tratamiento de TLT con MicroPulse
 - a. Pulse el icono “Tx Summary” (Resumen de Tx) en la pantalla Standby (En espera) para acceder a la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento).
 - b. Aporte manualmente la información del tratamiento al registro del paciente o haga una foto de la pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento) para guardarla en el registro del paciente. En el software, no se guarda ninguna información personal del paciente ni que lo pueda identificar.
2. Después de la documentación, seleccione “Reset and Close” (Restablecer y cerrar) para restablecer los valores de “Total Segment” (Total de segmentos), “Total Duration” (Duración total) y “Total Sweeps” (Total de barridos) a cero en preparación para el siguiente tratamiento de TLT con MicroPulse.



1

2

Pantalla Treatment Summary (Resumen del tratamiento)

1	Pulse este botón para cerrar la pantalla y conservar los valores del resumen del tratamiento. La pantalla se cierra y se vuelve a la pantalla Standby (En espera).
2	Pulse este botón para borrar los campos Total Duration (Duración total), Total Sweeps (Total de barridos) y Total Segments (Total de segmentos). Los parámetros del tratamiento no se ven afectados. La pantalla se cierra y se vuelve a la pantalla Standby (En espera).

5. Solución de problemas

Mensaje de error

Código de error	Mensaje de error	Causa	Acción del usuario
W00002	User is aware of eye safety requirement. (El usuario conoce los requisitos de seguridad ocular.)	La sonda láser está conectada.	Pulse OK (Aceptar).

NOTA: Consulte el manual del usuario del sistema láser Cyclo G6 para obtener ayuda sobre todos los demás mensajes de error del sistema y solución de problemas.

6. Información de contacto



Iridex Corporation
1212 Terra Bella Avenue
Mountain View, California 94043-1824, EE. UU.

Teléfono: +1 (650) 940-4700
+1 (800) 388-4747 (solo en EE. UU.)


Fax: +1 (650) 962-0486

Servicio técnico: +1 (650) 940-4700
techsupport@iridex.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Países Bajos

CE 2797



Antes de administrar el tratamiento, consulte el manual del usuario del sistema del láser Cyclo G6 y las instrucciones de uso del dispositivo de emisión MicroPulse P3 para conocer las instrucciones de administración, incluidas la seguridad, las advertencias y las precauciones.

iridex.com



Iridex, el logotipo de Iridex, MicroPulse, Cyclo G6 y MicroPulse P3 son marcas registradas de Iridex.

© 2022 Iridex Corporation. Todos los derechos reservados. PN 88199-ES Rev B 02/2022