



Manuel d'utilisation

Système laser Cyclo G6[®] avec logiciel de gestion du balayage pour thérapie transclérale au laser MicroPulse[®]

Fournit des informations sur les écrans spécifiques à la procédure, les signaux sonores et le résumé des paramètres de traitement des patients



Table des matières

1. Introduction	1
1.1 Objectif du manuel d'utilisation	1
1.2 Utilisation prévue et indications	1
1.3 Contenu de la mise à niveau du logiciel de gestion du balayage	1
2. Présentation des écrans spécifiques à la procédure	2
2.1 Écrans de configuration.....	2
2.1.1 Écran Standby (Attente) et champs des paramètres de traitement.....	2
2.1.2 Écrans programmables liés à MicroPulse.....	2
2.1.2.1 Réglages du coefficient d'utilisation.....	3
2.1.2.2 Écran Preset (Préréglages).....	3
2.2 Écran Treat (Traitement).....	4
2.3 Écran post-traitement (écran « Treatment Summary » [Résumé du traitement]).....	4
3. Signaux sonores	7
4. Fonctionnement.....	8
4.1 Réglage des paramètres.....	8
4.1.1 Chargement des options de paramètres par défaut	8
4.1.2 Appuyez sur l'icône « Tx Summary » (Résumé du traitement) pour remettre à zéro les valeurs du résumé du traitement	9
4.1.3 Révision/Modification des paramètres de traitement.....	10
4.2 Administration du traitement.....	12
4.2.1 Passage au segment suivant	13
4.3 Consultation et documentation des informations de traitement du patient.....	15
5. Dépannage	16
6. Pour nous contacter	16

1. Introduction

1.1 Objectif du manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation est conçu pour fournir des informations spécifiques à la mise à niveau du logiciel de gestion du balayage Cyclo G6® pour thérapie transscélérale au laser (TLT) MicroPulse® fourni avec le système d'émission MicroPulse P3® (également appelé « sonde MicroPulse P3 »).

Il décrit et explique le fonctionnement des écrans de l'interface utilisateur graphique et les champs de paramètres de traitement spécifiques à la mise à niveau du logiciel. Il ne fournira pas d'informations communes au logiciel standard et à sa mise à niveau. Pour obtenir le mode d'emploi complet, consultez le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 et le mode d'emploi du système d'émission MicroPulse P3.

REMARQUE : ce manuel d'utilisation est conçu pour être utilisé en association avec le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 et le mode d'emploi du système d'émission MicroPulse P3.

1.2 Utilisation prévue et indications

Cette mise à niveau du logiciel est conçue pour faciliter l'utilisation de la console et de la sonde lors de la réalisation de la TLT MicroPulse en fournissant des informations sur les écrans spécifiques à la procédure, les signaux sonores et un résumé des paramètres de traitement des patients.

Consultez le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 et le mode d'emploi du système d'émission MicroPulse P3 pour une description complète de l'utilisation prévue et des indications.

1.3 Contenu de la mise à niveau du logiciel de gestion du balayage

Cette mise à niveau du logiciel comprend des écrans de configuration, un écran de traitement et un écran post-traitement spécifiques à la procédure TLT MicroPulse. Ces écrans spécifiques à la procédure distincts permettent à l'utilisateur de réaliser le chargement et la programmation de paramètres pendant la configuration, de surveiller l'émission pendant le traitement, puis de voir un résumé des informations de traitement utilisées pour le patient.

En outre, la mise à niveau du logiciel émet des signaux sonores pour aider le médecin à atteindre la vitesse de balayage désirée pendant le balayage de la sonde MicroPulse P3 sur un segment donné (quadrant ou hémisphère).

2. Présentation des écrans spécifiques à la procédure

La différence entre la mise à niveau du logiciel de gestion du balayage Cyclo G6 pour TLT MicroPulse et le logiciel standard fourni avec le système laser Cyclo G6 réside dans le fait que la mise à niveau fournit des écrans de configuration, un écran de traitement et un écran post-traitement spécifiques à la procédure, ainsi que des signaux sonores.

Les sections suivantes décrivent uniquement les écrans et les champs spécifiques à la mise à niveau du logiciel. Ce manuel d'utilisation ne décrit pas les écrans ni les champs qui sont présents à la fois dans le logiciel standard et dans la mise à niveau. Consultez le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 et le mode d'emploi du système d'émission MicroPulse P3 pour des informations sur le fonctionnement et l'entretien généraux de la console laser Cyclo G6 et de la sonde MicroPulse P3, y compris une description des écrans communs au logiciel standard et à la mise à niveau.

2.1 Écrans de configuration

2.1.1 Écran Standby (Attente) et champs des paramètres de traitement

L'écran Standby (Attente) permet de saisir les paramètres de traitement de la TLT MicroPulse.

Il comporte deux champs programmables par l'utilisateur : « Duration/Sweep » (Durée/Balayage) (c.-à-d. vitesse de balayage) et « Sweeps/Segment » (Balayages/Segment) (c.-à-d. nombre de balayages par segment), ainsi qu'une icône « Tx Summary » (Résumé du traitement) qui ne sont pas inclus dans le logiciel standard.

Les deux champs programmables par l'utilisateur sont « Duration/Sweep » (Durée/Balayage) (c.-à-d. vitesse de balayage) et « Sweeps/Segment » (Balayages/Segment) (c.-à-d. nombre de balayages par segment). Ce sont deux variables du traitement TLT MicroPulse qui sont trop peu rapportées dans la littérature. La documentation de ces variables de traitement aidera les utilisateurs à analyser les résultats de leur traitement TLT MicroPulse et à ajuster les paramètres selon les besoins pour obtenir les résultats cliniques désirés pour chaque patient.

Lorsque vous appuyez sur l'icône Tx Summary (Résumé du traitement), l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) s'affiche. L'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) permet à l'utilisateur de consigner les informations de traitement dans le dossier du patient. Aucune information personnelle ni permettant d'identifier le patient n'est enregistrée dans le logiciel.

Voir Tableau 1 : présentation des écrans de la mise à niveau du logiciel de gestion du balayage

2.1.2 Écrans programmables liés à MicroPulse

Les réglages du coefficient d'utilisation MicroPulse et l'écran Preset (Préréglages) MicroPulse de la mise à niveau sont différents de ceux du logiciel standard fourni avec le système laser Cyclo G6, comme illustré ci-dessous.

2.1.2.1 Duty Cycle Settings (Réglages du coefficient d'utilisation)

	Logiciel standard	Mise à niveau du logiciel
Sélections par défaut	5 %, 10 %, 15 %	5 %, 15 %, 31,3 %


REMARQUE : l'ajustement manuel des coefficients d'utilisation et la plage des durées et intervalles MicroPulse restent inchangés.



Réglages du coefficient d'utilisation MicroPulse affichés dans la mise à niveau

2.1.2.2 Écran Preset (Préréglages)

	Logiciel standard	Mise à niveau du logiciel
Champs programmables	Total Duration (Durée totale)	Duration/Sweep (Durée/Balayage) Sweeps/Segment (Balayages/Segment)



Écran Preset (Préréglages) MicroPulse affiché dans la mise à niveau

2.2 Écran Treat (Traitement)

L'écran Treat (Traitement) s'affiche lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Standby/Treat (Attente/Traitement) pour passer en mode Treat (Traitement). Il ne comporte aucun champ programmable.

L'écran Treat (Traitement) permet à l'utilisateur de suivre la progression d'un segment de traitement (quadrant ou hémisphère). Les informations suivantes sont affichées :

1. Total Sweeps per Segment (Total des balayages par segment)
2. Current Sweep (Balayage actuel)
3. Sweep Duration Remaining (Durée de balayage restante)
4. Total Segment Duration (Durée totale du segment)
5. Total Seconds Remaining (Total de secondes restant)
6. Power (Puissance)

Une fois qu'un segment de traitement est terminé, le **bouton « Next Segment »** (Segment suivant) remplace automatiquement le chronomètre. La légende du champ en regard du bouton indique « Segment Completed » (Segment terminé). Pour traiter le segment suivant (quadrant ou hémisphère), appuyez sur le bouton « Next Segment » (Segment suivant) pour rétablir les valeurs initiales des champs « Sweep Duration Remaining » (Durée de balayage restante), « Current Sweep » (Balayage actuel) et « Total Seconds Remaining » (Total de secondes restant).

Voir Tableau 1 : présentation des écrans de la mise à niveau du logiciel de gestion du balayage

2.3 Écran post-traitement (écran « Treatment Summary » [Résumé du traitement])

Accédez à l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) en sélectionnant l'icône « Tx Summary » (Résumé du traitement) sur l'écran Standby (Attente). L'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) ne comporte aucun champ programmable.


Il permet à l'utilisateur de voir un résumé des informations de traitement utilisées pour le patient, notamment :

1. Total Segments (Total des segments)
2. Total Duration (Durée totale)
3. Total Sweeps (Total des balayages)
4. Procedure Duration/Sweep (Durée de la procédure/balayage), Power (Puissance) et Sweeps/Segment (Balayages/segment)


Les valeurs cumulatives doivent être réinitialisées entre les traitements. Les réinitialisations peuvent être effectuées avant ou après chaque traitement TLT MicroPulse.

L'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) fournit des données de traitement TLT MicroPulse que l'utilisateur peut consigner dans le dossier du patient. L'utilisateur peut aussi effectuer une copie de l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) afin de la placer dans le dossier du patient. Aucune information personnelle ni permettant d'identifier le patient n'est enregistrée dans le logiciel.


Tableau 1 : présentation des écrans de la mise à niveau du logiciel de gestion du balayage

Écrans de la mise à niveau	Description
<p>Écran Standby (Attente)</p> 	<p>L'écran Standby (Attente) permet de saisir les paramètres* de traitement suivants de la TLT MicroPulse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duration/Sweep (Durée/Balayage) • Power (Puissance) • Sweeps/Segment (Balayages/Segment) <p>L'écran Standby (Attente) permet d'accéder au menu Options, au menu Presets (Préréglages), aux réglages de coefficient d'utilisation MicroPulse, aux réglages du faisceau de visée et à l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement).</p> <p>* La valeur par défaut du coefficient d'utilisation MicroPulse est de 31,3 % lorsqu'une sonde MicroPulse P3 est connectée au laser Cyclo G6.</p>


Écran Treat (Traitement)



Le bouton Next Segment (Segment suivant) s'affiche au-dessus du chronomètre lorsque l'utilisateur termine le traitement d'un segment.



Pour traiter le segment suivant, appuyez sur le bouton Next Segment (Segment suivant) pour rétablir les valeurs initiales des champs Sweep Duration Remaining (Durée de balayage restante), Current Sweep (Balayage actuel) et Total Seconds Remaining (Total de secondes restant). Le chronomètre réapparaît.




L'écran Treat (Traitement) affiche les champs suivants :

- Power (Puissance)
Sa valeur est automatiquement transférée depuis le champ « Power » (Puissance) de l'écran Standby (Attente).
- Sweep Duration Remaining (Durée de balayage restante) (chronomètre)
 - Sa valeur est automatiquement transférée depuis le champ « Duration/Sweep » (Durée/ Balayage) de l'écran Standby (Attente).
 - Le champ Sweep Duration Remaining (Durée de balayage restante) suit la progression d'un seul balayage et se réinitialise automatiquement après chaque balayage.
- Total Sweeps per Segment (Total des balayages par segment)
Sa valeur est automatiquement transférée depuis le champ « Sweeps/Segment » (Balayages/ Segment) de l'écran Standby (Attente).
- Current Sweep (Balayage actuel)
Le balayage actuel progresse automatiquement à chaque balayage terminé.
- Total Segment Duration (Durée totale du segment)
Sa valeur est automatiquement calculée comme produit des champs Duration/Sweep (Durée/ Balayage) et Sweeps/Segment (Balayages/ Segment).
- Total Seconds Remaining (Total de secondes restant)
Effectue le décompte automatique du nombre total de secondes restant pour le segment.

Le **bouton Next Segment** (Segment suivant) s'affiche au-dessus du chronomètre Sweep Duration Remaining (Durée de balayage restante) lorsque l'utilisateur termine le traitement d'un segment.

Pour traiter le segment suivant, appuyez sur le bouton « Next Segment » (Segment suivant) pour rétablir les valeurs initiales des champs « Sweep Duration Remaining » (Durée de balayage restante), « Current Sweep » (Balayage actuel) et « Total Seconds Remaining » (Total de secondes restant).

Écran Treatment Summary (Résumé du traitement)



L'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) affiche un résumé du traitement TLT MicroPulse administré, notamment :

- Total Segments (Total des segments)
- Total Duration in seconds (Durée totale en secondes)
- Total Number of Sweeps (Nombre total de balayages)
- Duration per Sweep (Durée par balayage)
- Treatment Power (Puissance de traitement)
- Number of Sweeps per Segment (Nombre de balayages par segment)

Le total des segments, la durée totale et le nombre total de balayages sont cumulatifs jusqu'à ce que le bouton Reset and Close (Réinitialiser et fermer) soit sélectionné. Avant un nouveau traitement TLT MicroPulse, affichez l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) pour confirmer que ces valeurs ont été remises à zéro.

Aucune information personnelle ni permettant d'identifier le patient n'est enregistrée dans le logiciel.

3. Signaux sonores

Pour aider le médecin à atteindre la vitesse de balayage désirée pendant le balayage de la sonde MicroPulse P3 dans un sens puis dans l'autre sur un segment donné (quadrant ou hémisphère), un même signal sonore retentit automatiquement une fois au milieu d'un balayage et deux fois au début du balayage suivant.

Le volume du signal peut être ajusté dans le menu Options, qui est accessible sur l'écran Standby (Attente).

4. Fonctionnement

Les descriptions suivantes du fonctionnement sont spécifiques à la mise à niveau du logiciel. Consultez le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 et le mode d'emploi du système d'émission MicroPulse P3 pour une description complète de l'utilisation prévue et des indications.


4.1 Réglage des paramètres

4.1.1 Chargement des options de paramètres par défaut

Après avoir configuré le laser Cyclo G6, l'avoir mis sous tension et avoir connecté la sonde MicroPulse P3, une fenêtre contextuelle Load Defaults (Charger les valeurs par défaut) s'affiche avec les options permettant de charger ou d'annuler les valeurs de traitement par défaut.

Cette fenêtre contextuelle de la mise à niveau remplace le champ Total Duration (Durée totale) du logiciel standard par les champs Duration/Sweep (Durée/Balayage) et Sweeps/Segment (Balayages/Segment).


Le produit des champs Duration/Sweep (Durée/Balayage) et Sweeps/Segment (Balayages/Segment) calcule automatiquement la durée totale par segment. La durée totale par segment s'affiche dans l'écran Treat (Traitement).



(Charger les valeurs par défaut) pour le système MicroPulse P3

1	Affichage des paramètres	Paramètres par défaut, à l'exclusion de la Power (Puissance), du système connecté.
2	Cancel (Annuler)	Permet d'annuler les changements et de revenir à l'écran Standby (Attente) pour conserver les paramètres précédents.
3	OK	Permet de charger les paramètres par défaut et d'afficher l'écran Standby (Attente).

Lorsque vous avez appuyé sur « Cancel » (Annuler) ou « OK », un écran contextuel s'affiche pour que l'utilisateur confirme les exigences de sécurité oculaire (voir illustration ci-dessous). Sélectionnez « OK » pour confirmer les exigences de sécurité oculaire et passer à l'écran Standby (Attente).




Fenêtre contextuelle sur les exigences de sécurité oculaire

4.1.2 Appuyez sur l'icône « Tx Summary » (Résumé du traitement) pour remettre à zéro les valeurs du résumé du traitement

Sélectionnez l'icône « Tx Summary » (Résumé du traitement) pour accéder à l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement). Sur l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement), sélectionnez le bouton « Reset and Close » (Réinitialiser et fermer). Cette opération remet à zéro le total des segments, le total des balayages et la durée totale.

4.1.3 Révision/Modification des paramètres de traitement

Sur l'écran Standby (Attente), consultez vos paramètres de traitement désirés pour les champs MicroPulse Duty Cycle (Coefficient d'utilisation MicroPulse), Duration/Sweep (Durée/Balayage), Power (Puissance) et Sweeps/Segment (Balayages/Segment) et modifiez-les selon les besoins. Pour modifier les paramètres, ajustez les valeurs manuellement ou sélectionnez un pré-réglage pour charger des paramètres de traitement programmés par l'utilisateur.



Écran Standby (Attente)


1	Affiche le statut du filtre de sécurité oculaire et le système d'émission connecté.
2	Appuyez pour passer à l'écran Options (Options).
3	Appuyez pour passer à l'écran Presets (Préréglages).
4	Appuyez pour ajuster les réglages MicroPulse.
5	Affiche le coefficient d'utilisation MicroPulse sélectionné.
6	<p>Champ Duration/Sweep (Durée/Balayage) Les valeurs sont comprises entre 5 et 40 secondes, par incréments de 5 secondes. Utilisez la molette de commande gauche pour saisir la durée (vitesse) par balayage dans le champ « Duration/Sweep » (Durée/Balayage). La valeur sera transférée dans le champ « Sweep Duration Remaining » (Durée de balayage restante) (chronomètre de décompte) de l'écran Treat (Traitement).</p>

7	<p>Champ Power (Puissance) Les valeurs sont comprises entre 50 et 3 000 mW, par incréments de 10 mW. Utilisez la molette de commande centrale pour saisir le réglage de puissance laser (mW). La valeur sera transférée dans le champ « Power » (Puissance) de l'écran Treat (Traitement).</p>
8	<p>Champ Sweeps/Segment (Balayages/Segment) Les valeurs sont comprises entre 1 et 10 balayages, par incréments de 1 balayage. Utilisez la molette de commande droite pour saisir le nombre de balayages par segment dans le champ « Sweeps/Segment » (Balayages/Segment). La valeur sera transférée dans le champ « Total Sweeps per Segment » (Total des balayages par segment) de l'écran Treat (Traitement).</p>
9	<p>Affiche les réglages Illumination (Éclairage) et Aiming Beam (Faisceau de visée) sélectionnés.</p>
10	<p>Affiche le mode laser actuel :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ready (Prêt) : le laser est prêt à émettre de l'énergie et se déclenchera quand vous actionnerez le commutateur à pédale. Standby (Attente) : le laser est désenclenché. Treat (Traitement) : le laser émet de l'énergie (le commutateur à pédale a été actionné).
11	<p>Appuyez pour ouvrir l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement).</p>

4.2 Administration du traitement

Remarque : avant d'administrer le traitement, consultez le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 et le mode d'emploi du système d'émission MicroPulse P3 pour les instructions d'émission, notamment les consignes de sécurité, mises en garde et avertissements.

1. Appuyez sur le bouton Treat/Standby (Traitement/Attente) pour passer à l'écran Treat (Traitement).



Écran Treat (Traitement)


1	Affiche le statut du filtre de sécurité oculaire et le système d'émission connecté.
2	Le chronomètre Sweep Duration Remaining (Durée de balayage restante) suit la progression d'un seul balayage et se réinitialise automatiquement après chaque balayage. La valeur initiale est transférée depuis le champ « Duration/Sweep » (Durée/Balayage) dans l'écran Standby (Attente). Au terme d'un segment de traitement, le bouton Next Segment (Segment suivant) s'affichera au-dessus du chronomètre. Appuyez sur le bouton « Next Segment » (Segment suivant) pour rétablir les valeurs initiales des champs « Sweep Duration Remaining » (Durée de balayage restante), « Current Sweep » (Balayage actuel) et « Total Seconds Remaining » (Total de secondes restant).
3	Affiche le balayage en cours.
4	Affiche le total des balayages par segment programmé dans le champ « Sweeps/Segment » (Balayages/Segment) de l'écran Standby (Attente).

5	Affiche le nombre de secondes restantes dans le segment.
6	Affiche la durée totale du segment calculée comme produit des champs Duration/Sweep (Durée/Balayage) et Sweeps/Segment (Balayages/Segment) programmés sur l'écran Standby (Attente).
7	Affiche le réglage de puissance laser sélectionné (mW) programmé sur l'écran Standby (Attente).
8	Affiche le mode laser actuel : Ready (Prêt) : le laser est prêt à émettre de l'énergie et se déclenchera quand vous actionnez le commutateur à pédale. Standby (Attente) : le laser est désenclenché. Treat (Traitement) : le laser émet de l'énergie (le commutateur à pédale a été actionné).

- Appuyez sur le commutateur à pédale pour activer le laser conformément aux instructions du manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6. S'il est nécessaire d'interrompre le traitement, relâchez le commutateur à pédale.

4.2.1 Passage au segment suivant


- Lorsqu'un utilisateur achève le traitement d'un segment (quadrant ou hémisphère), le chronomètre se transforme en bouton « Next Segment » (Segment suivant).
- Pour traiter le segment suivant, appuyez sur le bouton Next Segment (Segment suivant) pour rétablir les valeurs initiales des champs « Sweep Duration Remaining » (Durée de balayage restante), « Current Sweep » (Balayage actuel) et « Total Seconds Remaining » (Total de secondes restant).
- Une fois que tous les segments désirés ont été traités, sélectionnez le bouton Treat/Standby (Traitement/Attente) pour revenir à l'écran Standby (Attente).



Bouton Next Segment (Segment suivant)

1	Appuyez sur le bouton Next Segment (Segment suivant) pour rétablir les valeurs initiales des champs « Sweep Duration Remaining » (Durée de balayage restante), « Current Sweep » (Balayage actuel) et « Total Seconds Remaining » (Total de secondes restant) avant de traiter le segment suivant.
----------	--

Si le bouton Next Segment (Segment suivant) est actionné avant la fin d'un segment, une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer la réinitialisation.




1 2

1	Appuyez pour fermer la fenêtre et terminer le segment de traitement.
2	Appuyez pour réinitialiser la minuterie pour un nouveau segment.

4.3 Consultation et documentation des informations de traitement du patient

1. À la fin du traitement TLT MicroPulse
 - a. Appuyez sur l'icône « Tx Summary » (Résumé du traitement) de l'écran Standby (Attente) pour accéder à l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement).
 - b. Documentez manuellement les informations de traitement dans le dossier du patient ou effectuez une copie de l'écran Treatment Summary (Résumé du traitement) à placer dans le dossier du patient. Aucune information personnelle ni permettant d'identifier le patient n'est enregistrée dans le logiciel.
2. Après la documentation, sélectionnez « Reset and Close » (Réinitialiser et fermer) pour remettre à zéro le total des segments, le total des balayages et la durée totale en préparation du prochain traitement TLT MicroPulse.



1

Écran Treatment Summary (Résumé du traitement)

2

1	Appuyez pour fermer l'écran et conserver les valeurs du résumé du traitement. L'écran se ferme et vous revenez à l'écran Standby (Attente).
2	Appuyez pour effacer les données des champs Total Duration (Durée totale), Total Sweeps (Total des balayages) et Total Segments (Total des segments). Les paramètres de traitement ne sont pas affectés. L'écran se ferme et vous revenez à l'écran Standby (Attente).

5. Dépannage

Message d'erreur

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Mesure à prendre
W00002	User is aware of eye safety requirement. (L'utilisateur est conscient des exigences de sécurité oculaire.)	La sonde laser est connectée.	Appuyez sur OK.

REMARQUE : consultez le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 pour des instructions sur tous les autres messages d'erreur système et les mesures de dépannage.

6. Pour nous contacter



Iridex Corporation
1212 Terra Bella Avenue
Mountain View, California 94043-1824 États-Unis d'Amérique

Téléphone : +1 (650) 940-4700
+1 (800) 388-4747 (seulement aux États-Unis)


Télécopie : +1 (650) 962-0486

Assistance technique : +1 (650) 940-4700
techsupport@iridex.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Pays-Bas

CE 2797



Avant d'administrer le traitement, consultez le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 et le mode d'emploi du système d'émission MicroPulse P3 pour les instructions d'émission, notamment les consignes de sécurité, mises en garde et avertissements.

iridex.com



Iridex, le logo Iridex, MicroPulse, Cyclo G6 et MicroPulse P3 sont des marques commerciales déposées d'Iridex.

© 2022 Iridex Corporation. Tous droits réservés. PN 88199-FR Rév. B 02.2022